

BÁSCULAS DIGITALES PARA BEBÉ



Todas las Básculas Detecto para Bebé están diseñadas pensando en los bebés activos y construidas con la incomparable calidad que usted espera en los productos Detecto.

Báscula Digital para Bebé

Una charola de poliestireno fácil de limpiar acuna al bebé de manera segura y cómoda en estas básculas confiables y portátiles. La 8435 mide en libras o kilogramos que aparecen al oprimir un botón y cuenta con una pantalla LCD de alto contraste con cero automático, apagado automático y tara de botón. Una báscula ligera y atractiva además de portátil a través del uso de 6 baterías alcalinas tamaño "C".

MODELO	CAPACIDAD	PESO DE ENVÍO	HIBCC UPN
8435	130 lb x 0.1 lb / 59 kg x 0.05 kg	33 lb / 15 kg	+H925843508
728R121	Adaptador AC	1 lb / 453 g	+H925728R1210-

Tamaño de la Charola: 22" Largo x 14.75" Ancho x 4.5" P / 56 cm L x 37 cm A x 11 cm P

758C

Vea las páginas 8 y 9 sobre funciones adicionales del indicador.



Estuche negro, opcional



Báscula Digital para Bebés y Niños Pequeños

La báscula digital Detecto 8440 para bebés y niños pequeños permite pesar de manera segura y exacta a bebés y niños pequeños y cuenta con unidades de peso seleccionables, lb-oz o kilogramos, pantalla fija, función de reloj con hora y fecha y función de memoria. Compacta, operada por baterías y portátil, la 8440 es perfecta para enfermeras que realizan visitas, para el hogar o cualquier lugar donde el espacio es limitado. Quite la charola para uso doble como bascula para niños pequeños.


MODELO	CAPACIDAD	PESO DE ENVÍO	HIBCC UPN
8440	44 lb x 0.5 oz / 20 kg x 10 g	8 lb / 3.6 kg	+H925844004
8440-CASE	Estuche	1 lb / 453 g	+H9258440CASE0P
6800-1037	Adaptador AC	1 lb / 453 g	+H925680010370D

Tamaño de la Charola: 20.5" Largo x 10.75" Ancho / 52 cm Largo x 27 cm Ancho

Tamaño de la Plataforma: 9.5" Largo x 6.5" Ancho / 24 cm L x 17 cm A

Fuente de Poder: 6V DC (4 baterías AA o adaptador AC opcional)

Pantalla: 4 3/4 dígitos LCD 1.0"/25 mm de alto



Estuche de viaje negro opcional diseñado al tamaño de la báscula con asa para proteger la báscula y facilitar su transporte.

Báscula Digital de Bajo Perfil

La plataforma, base y agarraderas acojinadas de esta ligera báscula son incorporados a una unidad completa haciéndola fácil de transportar de un lugar a otro. Los rieles laterales acojinados y las cubiertas de las agarraderas están ligeramente contorneados para garantizar que el bebé sea acunado de manera segura mientras es pesado. Mida la longitud del bebé en pulgadas o centímetros con la cinta de medir integrada.

MODELO	CAPACIDAD	PESO DE ENVÍO	HIBCC UPN
8450	44 lb x 0.02 lb / 20 kg x 0.01 kg / 704 oz x 0.5 oz	8 lb / 3.6 kg	+H925845005
8450-CASE	Estuche	1 lb / 453 g	+H9258450CASE0Q
6800-1039	Adaptador AC	1 lb / 453 g	+H925680010390F

Dimensiones con Asa: 24.5" Largo x 13.7" Ancho x 2" Alto / 62 cm Largo x 35 cm Ancho x 5 cm Alto

Fuente de Poder: 9V 100mA Adaptador DC / batería 9V

Pantalla: 1.0"/25 mm de alto LCD con 4 1/2 dígitos activos



(800) 641-2008