



SonoTrax
Ultrasonidos Doppler de bolsillo

SonoTrax

Ultrasonidos Doppler de bolsillo

sobre Edan

Edan es una compañía de salud dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo mediante la entrega impulsado por el valor, innovadoras y productos y servicios médicos de alta calidad. Desde hace más de 20 años, Edan vha sido pionero en una línea completa de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de salud, incluyendo:

- ECG de diagnóstico
- Monitoreo del paciente
- OB / GYN
- Las imágenes por ultrasonido
- In-Vitro Diagnóstico
- Veterinaria

profesionales sanitarios de todo el mundo dependen de tecnologías médicas innovadoras de Edan y atención al cliente excepcional.



SonoTrax

Ultrasonidos Doppler de bolsillo

sensibilidad superior SonoTrax Serie ultrasónica Doppler de bolsillo, sonido de alta fidelidad, opción de grabación y la batería recargable opcional asegurar la familia doppler para cumplir con los requisitos del examen de rutina de los obstetras y parteras.

Presupuesto

- note Pantalla: pantalla LCD 45 x 25 mm
- note Rango de frecuencia cardíaca: 50 ~ 210 bpm
- note Resolución: 1 BPM
- note Tiempo de grabación: 240 s
- note Audio Potencia de salida: 1W
- note Función de apagado automático: 1 minuto sin señal o la operación
- note Tamaño: 34 (D) x 89 (W) x 141 (H) mm
- note Peso: sobre 300 g (incluyendo la batería)



SonoTrax II Pro



Compacto cargador de batería



LCD retro iluminado



Grabador integrado



Sonda impermeable intercambiables



Estuche



caja de laminación

- note Fácil de usar
- note Diseño compacto
- note El soporte de batería AA 1,5 V
- note Una función de grabador de audio
- note Gran pantalla LCD retro iluminada
- note detección corazón fetal precisa con sonido de alta fidelidad
- note Soporte 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 5 MHz, 8 MHz sondas impermeables
- note conteo automático y manual de la frecuencia cardíaca fetal
- note sonda resistente al agua intercambiables
- note apagado automático



SonoTrax Vascular



SonoTrax Lite



SonoTrax Basic



SonoTrax Basic A



SonoTrax Pro



SonoTrax II



SonoTrax Lite