

Maniobrabilidad extraordinaria

Los colposcopios HD están equipados con soporte rodante o soporte de brazo oscilante para un funcionamiento suave y un enfoque preciso. El soporte rodante se puede ajustar en movimientos verticales y el brazo oscilante es más fácil de mover hacia arriba y hacia abajo para un posicionamiento más estable y conveniente. ¡La operación precisa y rápida es solo un caso fácil!

Videocolposcopio C6 HD
Solución integral con computadora integrada



Videocolposcopio C6A HD
solución flexible



Sobre Edan

Edan es una empresa de atención médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo mediante la entrega de productos y servicios médicos innovadores, de alta calidad y basados en el valor. Durante más de 20 años, Edan ha sido pionera en una línea integral de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica, que incluyen:

- electrocardiograma de diagnóstico
- Monitoreo de pacientes
- obstetra/ginecólogo
- Imágenes de ultrasonido
- Pruebas en el punto de atención
- in-vitro Diagnóstico
- Veterinario

Los profesionales de la salud de todo el mundo dependen de las tecnologías médicas innovadoras de Edan y de la excelente atención al cliente.



La sede mundial:
Instrumentos Edan, Inc. | No.15 Jinhui Rd., comunidad de Jinsha,
Subdistrito de Kengzi, Distrito de Pingshan, Shenzhen | 518122 PR
China +86.755.26898326 | www.edan.com | info@edan.com
Consultas sobre EE. UU. y Canadá:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9918 Via Pasar, San Diego, CA 92126
+1.858.750.3066 | www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com

© Edan Instruments, Inc. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. No se puede realizar ninguna reproducción, copia o transmisión sin autorización por escrito.
No todos los productos o características están disponibles en todos los países, comuníquese con Edan para conocer la disponibilidad local.



ING-OB y GYN-C6 HD y C6A HD
V1.3-20200101

C6 HD/C6A HD

Colposcopio de video



Colposcopio de vídeo HD

Esta nueva serie de colposcopio digital HD es una combinación perfecta de cámara HD excepcional, software potente y estación de trabajo conveniente para adaptarse a los rígidos requisitos de los ginecólogos en la detección colposcópica. Alto La cámara de alta resolución y el tipo de luz LED único aseguran una calidad de imagen superior para reproducir el área de examen al mayor medida. Con software profesional y herramienta de análisis, todo se vuelve fácil, estandarizado y bien regulado. Diferentes modelos y accesorios brindan más opciones disponibles para satisfacer diversas demandas en clínica solicitud. Esta nueva serie está pasando una nueva página en colposcopia.

Alta calidad de imagen para garantizar una visualización impecable al final de los usuarios

La excelente calidad de imagen Full HD contribuye a la correcta toma de decisiones y proporciona la garantía de seguridad para el paciente. La resolución es más de 900 TVL. El video HDMI también es útil para la enseñanza y la discusión de casos. El nivel de aumento flexible y el mejor alcance de la visión brindan una vista más clara desde diferentes ángulos. La tecnología de alta precisión proporciona una calidad de imagen superior, mayor claridad y rango focal para facilitar el trabajo de los médicos.



Luz verde para una mejor visualización del tejido

La luz verde puede mejorar el contraste para resaltar el vasos sanguíneos anormales. La visualización mejorada puede facilitar al médico definir el área del problema.



Iluminación

Nuestro colposcopio HD está equipado con 12 SMD LED en forma de anillo con intensidad ajustable a proporcionar LED ultrabrillante iluminación.



Software de gestión de pacientes

