

▶ **MGT-0153**

**CHAROLA PARA CATETER E INSTRUMENTAL CON TAPA
219 X 81 X 35 MM.**



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Charola para Catéter e Instrumental.
Fabricada con acero inoxidable. (18/8)
Incluye tapa con asa.
Esterilizable.




ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 219 x 81 x 35 mm.
Color: Plata.

IDEAL PARA

Diseñada para colocar el catéter e instrumental médico.
La tapa brinda protección al instrumental médico, evitando la contaminación de estos.
Permite que se esterilicen los instrumentos después de ser utilizados durante una intervención quirúrgica o estudio médico, para prevenir contagios e infecciones.



BENEFICIOS

Material de primera calidad.
Fabricado en una sola pieza, sin uniones, lo que evita que se reproduzcan bacterias.
Práctico y fácil de limpiar.
Reutilizable y esterilizable.
Elaborado por Siam Inter magnate, líder en fabricación y exportación en utensilios médicos de acero inoxidable.
Cuenta con ISO 9001:200, ISO 13485:2003 y Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS)

