

G @ A

5 A > A D > ; @ 7

E ; E F 7 ? 3


6 7

F D A 5 3 D E

PARA VITRECTOMÍA SIN SUTURAS

23G

25G



**UNO**  
COLORLINE

**SINGLE-USE SISTEMA DE TROCAR DE UN PASO 23G** Uno

Colorline VERDE : 23 gauge / 0.6 mm

3 puertos de titanio para la técnica de un solo paso, incl. tubo de infusión

G-42311 1 set por caja, estéril

G-46311 6 sets por caja, estériles

**SINGLE-USE SISTEMA DE TROCAR DE UN PASO 25G** Uno

Colorline AZUL: 25 gauge / 0.5 mm

3 puertos de titanio para la técnica de un solo paso, incl. tubo de infusión

G-42511 1 set por caja, estéril

G-46511 6 sets por caja, estériles

- Incisión fácil gracias a una geometría completamente nueva de la cuchilla.
- Máxima estanqueidad de las válvulas.
- Compatible con instrumentos con punta de silicona.
- Superficie especial para un ajuste más firme en la esclerótica.
- Mango de trocar con función de marcador a 3 y 4 mm.
- La mayor movilidad posible del bulbo gracias al diseño "Flathead"
- Riesgo minimizado de pérdida de puerto
- Esclerotomía autosellante.

GEUDER AG se reserva el derecho de realizar cambios en los detalles técnicos en respuesta a los desarrollos recientes. GEUDER no asume responsabilidad por la precisión de cada declaración individual. Ilustraciones no dibujadas a escala.

GEUDER AG · Hertzstrasse 4 · 69126 Heidelberg · Germany  
Phone: +49 6221 3066 · Fax: +49 6221 303122 · www.geuder.com

**Geuder**<sup>®</sup>  
Precision made in Germany