

S8/S5/S2

Monitor Desfibrilador



Amplios modos de funcionamiento



Tecnología BTE avanzada

Mayor eficacia con la tecnología avanzada de forma de onda exponencial bifásica truncada (BTE) y compensación automática de la impedancia.

Selección de energía de hasta 360 J, para pacientes con umbrales de desfibrilación elevados como infarto de miocardio, obesidad, impedancia alta, una selección de energía más alta indica una mayor tasa de éxito de la desfibrilación.



Desfibrilación rápida

1 perilla

El modo se puede cambiar entre desfibrilación manual, marcapasos y DEA. En la desfibrilación manual, el usuario puede completar la selección de energía en 1 segundo.

3 segundos

Carga del desfibrilador a 200J y descarga en 3 segundos, el tiempo de rescate está totalmente garantizado.

3 pasos

Cumplir con la operación de desfibrilación (Selección de energía-Carga-Descarga).

